

Lançamento

LipoFocus

Ultrassom Focalizado Cavitacional

Indolor, não invasivo e com resultados surpreendentes!

Curvas sob medida

Perder alguns centímetros da silhueta sem passar por uma cirurgia é possível, sim. Para quem deseja obter resultados mais eficazes na definição do contorno corporal sem intervenção cirúrgica, foi desenvolvido pela BIOSET, o mais novo avanço de sua engenharia - LIPOFOCUS Ultrassom Focalizado Cavitacional.

Trata-se de um tratamento não invasivo, que utiliza uma avançada unidade geradora de ultrassom focalizado cavitacional para atingir as células adiposas e proporcionar redução efetiva de gordura, sem necessidade de pós-operatórios. Com uma técnica altamente moderna e comprovada, age seletivamente nas células adiposas em 3 profundidades diferentes (1, 2 e 3 cm), com eficácia e segurança, sem causar nenhum dano a tecidos vizinhos, preservando assim a integridade de vasos sanguíneos, nervos e tecidos.

A Tecnologia do LIPOFOCUS

Ultrassom Focalizado Cavitacional é baseada em ultrassom, agindo diretamente nas células adiposas, preservando as outras. Um disparo de onda sonora é aplicado nos pontos onde existe gordura localizada, causando uma destruição mecânica das membranas das células gordurosas. O método focalizado permite a seletividade do tecido – somente as células adiposas dentro da área tratada são destruídas – enquanto os tecidos adjacentes, incluindo vasos sanguíneos, nervos e tecidos conectivos permanecem inalterados.

Tratamento não invasivo, a lipocavitação ajuda a reduzir a gordura localizada que se acumulou em certas partes do corpo ao longo do tempo, sendo indicado para pessoas que se sentem insatisfeitas com uma ou mais áreas do seu

corpo, na qual se acumulou gordura, mas não pretendem submeter-se a um tratamento de remoção de gordura invasivo, como a lipoaspiração tradicional. Combinado com o módulo de drenagem linfática, os resultados são visíveis em poucas sessões.

A primeira fase do tratamento visa romper os adipócitos mecanicamente na profundidade da região focal, eliminando a gordura. A segunda fase destina-se à eliminação dos resíduos de gordura pelo próprio organismo, sendo eliminado pelas fezes e urina.

O tratamento pode ser realizado praticamente no corpo todo, mas as áreas mais procuradas são abdômen, costas, braços, flancos e coxas.

O numero de sessões indicadas, varia individualmente, de acordo com a quantidade de gordura na região e resposta ao tratamento. Aproximadamente de 6 a 8 sessões. Com intervalo semanal.

Conheça algumas

Características do Equipamento:

- 1º equipamento BRASILEIRO de US FOCALIZADO com registro na ANVISA.
- ✓ Frequência: 1MHz.
- ✓ 3 cabeçotes que atingem profundidade diferentes de tratamento:
- ✓ Cabeçote de 1cm: para gordura localizada de 0,5 a 1,5cm de espessura.
- ✓ Cabeçote de 2cm: para gordura localizada de 1,5 a 2,5cm de espessura.
- ✓ Cabeçote de 3cm: para gordura localizada de 2,5 a 3,5cm de espessura.
- ✓ 1 cabeçote para DRENAGEM ESTEREODINÂMICA com 3 cristais também com profundidades diferentes: 1, 2 e 3 cm.

Consultoria:

Carolina Magon
Fisioterapeuta Especialista em Dermatologia Funcional
Suporte Técnico BioSet
Flavia Pirola
Fisioterapeuta Especialista em Dermatologia Funcional
Responsável pelo Suporte Técnico BioSet

