

## CarbSystem – Administração Subcutânea de CO2

### INDICAÇÃO

O CarbSystem é um moderno equipamento para administração de CO2 subcutâneo, com diversas indicações de uso como gordura localizada, celulite, flacidez cutânea, entre outras.

### O Tratamento

Os tratamentos são ministrados através da injeção subcutânea de gás carbônico medicinal, que é atóxico e não embólico, não apresentando contra-indicações importantes a sua utilização, e, o que é melhor, não afastando o paciente de suas atividades normais, pois os sintomas relatados são rapidamente atenuados.

Um avançado sistema de controle microprocessado integrado ao equipamento (software), com interface amigável, gerencia todas as características da liberação do fluxo gasoso, de forma a permitir a liberação somente dos volumes estabelecidos pelo profissional.

**Duração da sessão:** 30 a 45 minutos (dependendo das áreas tratadas)

**Periodicidade:** 2 vezes por semana

**Número de sessões:** de 15 a 20

O  
adeus  
as  
celulites,  
estrias e  
flacidez!

## Physiotonus Slim – Eletrolipoforese

É uma técnica caracterizada pela aplicação de microcorrente específica de baixa frequência (ao redor de 25 Hz) que atua diretamente na gordura localizada, produzindo sua destruição e favorecendo sua posterior eliminação. O tratamento de gordura localizada é conseguido devido à geração de campo elétrico entre os eletrodos, que produz uma série de modificações fisiológicas responsáveis pelo fenômeno da eletrolipólise.

A aplicação da Eletrolipólise é realizada por meio de agulhas de acupuntura de 40 cm de comprimento por 0,3 mm de diâmetro, de uso único. Devem ser de aço inoxidável ou de prata, descartáveis e estéreis.

As sessões têm tempo de duração de 50 a 60 minutos e após a sessão costuma-se aplicar algum tratamento complementar como drenagem linfática, isometria, bem como somado a uma dieta hipocalórica e hidrosalina.

As sessões podem ser realizadas semanalmente e com um mínimo de 6, podendo chegar a 10 sessões.

Deve ser somada ao tratamento uma dieta hipocalórica e atividade física controlada para favorecer a perda de gordura localizada, pois há potencialização da lipólise loco-regional.

### INDICAÇÕES DA ELETROLIPÓLISE

- Gordura localizada
- Celulite
- Pós-lipoaspiração (complemento à cirurgia), ptose abdominal e das nádegas
- Diminuição do perímetro em abdômen, coxas e quadril
- Melhora circulatória local e da troficidade da pele

**BIOSET**  
Tecnologia em Bio-Equipamentos



### CarbSystem Administração Subcutânea de CO2 para:

- Celulite
- Flacidez tissular
- Gordura localizada
- Estrias
- Calvície
- Modo Pulsado de aplicação.
- Menor sensação de dor na aplicação

### Physiotonus Slim Eletrolipoforese + Corrente Russa para:

- Gordura localizada
- Celulite
- Pós-lipoaspiração (complemento à cirurgia), ptose abdominal e das nádegas
- Diminuição do perímetro em abdômen, coxas e quadril
- Melhora circulatória local e da troficidade da pele



Para as melhores clínicas  
o melhor em Tecnologia!

Visite nosso site: [www.bioset.com.br](http://www.bioset.com.br)

FÁBRICA . Rio Claro - SP (19) 3534.3693 . São Paulo - SP (11) 5083.4661

REPRESENTANTES . Grande São Paulo - SP (11) 9210.0138 . Curitiba - PR (41) 3072.0663

Ribeirão Preto - SP (16) 3911.8939 . Porto Alegre - RS (51) 3024.7962 . Belo Horizonte - MG (31) 3274.6062

Demais localidades (19) 9602.0462 . 9679.0000

PARCERIA **TOPLASER**